



## FICHE TECHNIQUE

### SHARPSAFE 1 L



Produit spécialement conçu pour les postes fixes à faible production de déchets, chariot, au cabinet, au domicile du patient etc.

#### SYSTEME EXCLUSIF à double ouverture :

↻ Un système de détachement (dessin) permet de désolidariser l'aiguille de la seringue, et de **dévisser les aiguilles des stylos injecteurs et les aiguilles de prélèvement sous vide.**

↻ Une ouverture plus large pour recueillir la seringue complète et d'autres types de déchets.

Chacune d'elles étant équipée d'une fermeture provisoire ou définitive.inviolable

S'utilise avec : support chariot REF. 4261 support mural REF. 4262  
support plateau REF. 4300 support crochet REF. 4260  
Base adhésive repositionnable REF 4253

### CARACTERISTIQUES

- MATERIAU : Polypropylène rigide
- CAPACITE REELLE : 1 litre - UTILE : 0,8 litre
- POIDS : 0,125 Kg
- DIMENSIONS (couvercle fermé) : h x L x l = 188 x 106 x 90
- COULEUR : Base JAUNE - Couvercle translucide

#### ↻ AUTOCLAVAGE :

Suivant norme AFNOR NFX 30-500, les emballages destinés à être stérilisés par autoclavage avant usage, sont maintenus **vides et ouverts** à une température de 121° pendant 25 mn avec une humidité relative de 100 %.

**Les SHARPSAFE peuvent être autoclavés jusqu'à 135 ° pendant 20 mn.**

#### ↻ ELIMINATION : incinération ou pré-traitement

- FERMETURE : Deux positions : Fermeture provisoire ou définitive inviolable
- REFERENCE : SS-4160
- CONDITIONNEMENT : Carton de 100 unités.

➤ FABRICATION : Norme ISO 9001

➤ CONFORMITE : à l'Arrêté du 24/11/2003



Marque NF302 - Emballages pour Déchets de Soins Perforants.

Norme NFX 30 500

à l'Arrêté ADR (code ONU 3H2/Y1/S/\*\*/GB/3820

*Certificats disponibles sur demande*