




## FICHE TECHNIQUE

### SHARPSAFE : EXCHANGE 0,3L



- Peu encombrant, il se glisse facilement dans une trousse de secours, de soins ou dans la poche. Equipé d'une poignée pour le transport. Totalement étanche en fermeture définitive.
- Le modèle standard ref. 4175 a une ouverture " SUNSHINE " composée d'un système anti-retour avec possibilité de détachement d'aiguilles. Il peut aussi contenir une vingtaine de seringues avec aiguilles serties 1 ml.
- 2 modèles spéciaux (délais 4 à 5 semaines) :  
le 4175P a une ouverture " SERRURE " permettant le détachement de tout type d'aiguilles, ainsi que le **dévisage des aiguilles des stylos injecteurs et des aiguilles à prélèvement sous vide**.  
Le 4175B a une ouverture " LAME " permettant le détachement des lames de bistouri.
- S'utilise avec support ref. 4151

### CARACTERISTIQUES

- MATERIAU : Polypropylène rigide
  - CAPACITE REELLE : 0,33 l - UTILE : 0,25 l
  - POIDS : 69 grs
  - DIMENSIONS : h x L x l : 130 x 105 x 50
  - COULEUR : Base JAUNE - couvercle translucide
  - ↪ AUTOCLAVAGE : Les SHARPSAFE peuvent être autoclavés jusqu'à 135° pendant 20 mn. Suivant norme AFNOR NF X30-500, les emballages destinés à être stérilisés par autoclavage avant usage, sont maintenus **vides et ouverts** à une température de 121° pendant 25 mn avec une humidité relative de 100%.
  - ↪ ELIMINATION : par incinération. Pas de pollution de l'environnement (exempt de chlore et de cadmium)
  - FERMETURE : fermeture provisoire et définitive (témoin visuel) double sécurité
  - REFERENCES : SS-4175, SS-4175P et SS-4175B
  - CONDITIONNEMENT : Carton de 100 unités
  - FABRICATION : Norme ISO 9001
  - CONFORMITE : Norme AFNOR NFX30 -500  
Norme BS 7320  
Code ONU 3H2/Y1/S/\*\*/GB/4045 conformité à l'arrêté ADR (Transport des Marchandises Dangereuses par Route)
-  Marque NF302-Emballages pour Déchets de Soins Perforants

*Certificats disponibles sur demande*